

Prekės užsakymo užsakymo lapas

Data

Pirkėjas:

Užsakymo numeris:

Prekės pavadinimas: Lengvo lydinio neįgaliojo vežimėlis LIGHTMAN START

Modelis ir gamintojas: 04-030-3/45, KID-MAN

Prekės aprašymas ir parametrai

Lengvas ir pritaikomas – toks yra mūsų LightMan vežimėlis. Sukurtas aktyviam naudotojui. Konstrukcijoje panaudotas lengvo svorio medžiagos. Rėmas iš tvirto aliuminio, kitos dalys – iš plastiko. Vežimėlio sėdynės aukštis kaip ir svorio centras yra reguliuojami atsižvelgiant į naudotojo poreikius bei įgūdžius. Rankų atramos pakeliamos, kad būtų patogų persėsti nuo vežimėlio ant kito paviršiaus iš šono. Kojų atramos reguliuojamo ilgio,

pasukamos į šonus ir nuimamos užtikrinant patogų persėdimą iš priekinės vežimėlio pusės. Galiniai ratai su greitos fiksacijos ašimi, nuimami vienu mygtuko paspaudimu. Priekiniai ratai yra monolotiniai, galiniai - pripučiami. Pritaikytas transportavimui – išardomas be įrankių. Galima rinktis iš 5 skirtingų sėdynės pločių.

Parametrai

Maksimali apkrova 125 kg

Svoris 16 kg

Bendras aukštis 97-102 cm

Bendras plotis 68 cm

Bendras ilgis 115 cm

Sėdynės aukštis 47-52 cm (reguliuojamas)

Sėdynės plotis 39 – 54 cm

Sėdynės gylis 41 cm

Nugaros atramos aukštis 44 cm

Užsakymą patvirtino: Manfredas Patkačiūnas

