

Prekės užsakymo užsakymo lapas

2026-03-25

Pirkėjas:

Užsakymo numeris:

Prekės pavadinimas: Neįgaliojo Vežimėlis Sunkiasvoriui STEELMAN-XL

Modelis ir gamintojas: 04-010B/ , KID-MAN

Prekės aprašymas ir parametrai

Universalus, ypač tvirtos ir patikimos konstrukcijos neįgaliojo **vežimėlis sunkiasvoriui STEELMAN XL** skirtas asmenims iki 180 kg svorio, turintiems laikinų ar ilgalaikių mobilumo problemų. Vežimėlis pritaikytas naudojimui tiek patalpoje, tiek lauke, savarankiškam judėjimui sukant metalinius varymo lankus, esančius šalia galinių ratų. Vežimėlį gali varyti ir palydovas, naudodamasis stūmimo rankenomis, sumontuotomis virš atlošo. **SteelMan XL** serijos vežimėliai turi apsaugą nuo apsvertimo, kuri sumontuojama ant vežimėlio gamykloje. Ši priemonė iki minimumo sumažina apsvertimo riziką, ypač kai važiuojama įkalne ar įveikiami kelio nelygumai.

Bendras vežimėlio aukštis yra 86 – 101 cm. Vežimėlio sėdynės plotis yra 51 cm. Šios judėjimo priemonės konstrukcija plieninė, dażyta, su kryžme, todėl vežimėlis lengvai suglaudžiamas, jį patogų gabenti. Vežimėlio atlošo aukštis – 44 cm, sėdynės gylis – 45 cm. Vežimėlio sėdynė ir atlošas – paminkštinti. Porankiai nuimami naudojant fiksatorius, jų aukštis – 24 cm. Nuimami, pasukami į šonus, reguliuojamo aukščio (28 – 38 cm) pakojai su nuimamu blauzdų palaikymo dirželiu. Varymo lankai ir ratlankiai – aliumininiai. Priekinių ratų dydis – 20x5 cm, galinių ratų – 61x3,7 cm. Pagal poreikį galima keisti priekinių ir galinių ratų aukštį. Rimties stabdžiai – iš abiejų vežimėlio pusių. Į vežimėlio komplektaciją įeina: atšvaitai, reguliavimo įrankių rinkinys, naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

Parametrai

Maksimali apkrova 180 kg

Svoris 26,2 kg

Bendras plotis 71-75 cm

Bendras ilgis 105 cm

Sėdynės aukštis 50-55 cm

Sėdynės plotis 51-55 cm (pasirenkama)

Sėdynės gylis 45 cm

Nugaros atramos aukštis 44 cm

Užsakymą patvirtino: Manfredas Patkačiūnas

